

## Tragbarer Sauerstoffkonzentrator EverGo™

### Batterielebensdauer

FLOW-EINSTELLUNG	20 ATEMZÜGE PRO MINUTE (2 BATTERIEN)	20 ATEMZÜGE PRO MINUTE (1 BATTERIE)
1	12 Stunden	6 Stunden
2	8 Stunden	4 Stunden
3	6 Stunden	3 Stunden
4	4 Stunden	2 Stunden
5	4 Stunden	2 Stunden
6	4 Stunden	2 Stunden

Diese Tabelle zeigt die ungefähre Batterielebensdauer bei 20 Atemzügen pro Minute an. Die angegebenen Zeiten können je nach Aktivitätsniveau und Batteriezustand variieren.

# Tragbarer Sauerstoffkonzentrator EverGo™

## Volumen der Sauerstoffdosis

FLOW-EINSTELLUNG	SAUERSTOFFABGABE (ml)
1	12
2	23
3	35
4	47
5*	59
6*	70

Das Dosisvolumen bestimmt den an den Patienten abgegebenen prozentualen Sauerstoffanteil. Eine größere Dosis bedeutet einen höheren FiO<sub>2</sub>-Wert (O<sub>2</sub>-Konzentration im Atemgas).

\* Auf der Basis einer Atemfrequenz von 15 Atemzügen pro Minute

**RESPIRONICS®**

Respironics, Inc. : +1-724-387-4000

Respironics Europa, Afrika, Naher Osten:  
+33-1-47-52-30-00

Respironics Deutschland: +49-8152-93-06-0

Respironics Frankreich: +33-2-51-89-36-00

Respironics Italien: +39-03-62-63-43-1

Respironics Großbritannien: +44-800-1300-845

Respironics Schweiz: +41-62-745-1750

Respironics Asien/Pazifik: +852-3194-2280

Respironics Australien: +61-2-9666-4444

[www.respironics.eu](http://www.respironics.eu)

[www.respironics.com](http://www.respironics.com)

ACHTUNG: US-amerikanische Bundesgesetze beschränken den Verkauf dieser Geräte nur durch Ärzte bzw. im Auftrag/Verordnungen von Ärzten.

Respironics ist eine eingetragene Marke und EverGo und Freedom Series sind Marken des Unternehmens Respironics, Inc. und seiner Tochterunternehmen.

Geschützt von einem bzw. mehreren Patenten. Weitere Patente angemeldet.

©2008 Respironics, Inc. und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Broudy CY 01/18/08 MCI 4101487 PN 1050148