

# aeroplus 5

## Sauerstoffkonzentrator Oxygen concentrator

- modernes Design
  - modern design
- 2 Jahre Garantie
  - 2 years warranty



- robust
  - robust



- einfache Bedienung
  - simple operation



- servicefreundlich
  - easy to maintain



- Volumenstromregler
  - flowmeter

# aeroplus 5

## Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter
- USB-Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- mikroprozessorgesteuert
- günstiger Preis
- Made in Germany

### Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2 m und 5 m



### Technische Daten

Hilfsmittelnummer	folgt
MPG Geräteklasse	II a
Betriebsspannung	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Betriebstemperatur	Betrieb +10° bis +40°C Lagerung -20° bis +50°C
Schalldruckpegel	35 dB (A)
Leistungsaufnahme	295 Watt
Staubfilter und Feinfilter	hinter der Filterklappe an der Rückseite des Gerätes
Sicherungen	netzseitig TT 2,0 A optional für 115 V: TT 4,0 A intern T 100 mA
Gewicht	ca. 15 kg
Maße (HxBxT)	(600x290x400) mm
Herstellergarantie	2 Jahre
Floweinstellung	Flowmeter 0 - 5 lpm
O2 Konzentration	1 bis 4 lpm 95% -3% 4 bis 5 lpm 90% +/-3%

## Oxygen concentrator

- modular components set up
  - easily accessible filters
  - USB – interface
  - modern design and simple operation
  - Oxygen sensor
  - whisper silent
  - microprocessor-controlled
  - favourable price
  - Made in Germany

### Accessories

- user's manual
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2 m and 5 m

### Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Operating temperature	operation +10° to +40°C storage -20° to +50°C
Sound level	35 dB (A)
Power consumption	295 W
Dust and fine filter	in the rear of the device
Fuses	mains TT 2,0 A optional for 115 V: TT 4,0 A internal T 100 mA
Weight	15 kgs
Dimensions (HxLxW)	(600x290x400) mm
Manufacturer's warranty	2 years
Flow adjustment	flowmeter 0 - 5 lpm
O2-concentration	1 to 4 lpm 95% -3% 4 to 5 lpm 90% +/-3%

Ihr Fachhändler • Your dealer

### Kröber Medizintechnik GmbH

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-Mail [info@kroeber.de](mailto:info@kroeber.de) • Internet [www.kroeber.de](http://www.kroeber.de)